

**1- INSTRUCCIONES DE USO** Brx3000® es un gel indicado para la remoción al traumática de lesiones cariosas y debe ser utilizado por un profesional odontólogo.

**2- COMPONENTES** Brx3000® es un gel compuesto por Papaina 3000 U/mg 10%. La papaina es una endoproteína semejante a la pepsina humana. (presente en jugos gástricos) la cual posee actividad bactericida, bacteriostática y anti-inflamatoria.

**3- INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES INVOLUCRADOS** 3.1 ESTERILIZACIÓN- Producto no estéril. No necesita ser esterilizado. 3.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA Cada 100 ml de gel típico contiene: Papain 3000 U/mg. 10 g de excipientes: Propilenglicol, Pectina líquida, Trietanolamina, Monofosfato de sorbitol, Fosfato disódico, Fosfato monopotásico, Azul de Indigotina, Agua destilada c.s.a 100 ml. 3.3 PRESENTACIÓN DE Brx3000- Jeringas de 0.5, 1, 0, 3, 0 o 5.0 ml en botellas de 2, 3, 4, 5 o 6 ml multi-dosis y. Dosis no multi-dosis. Su empaque secundario se realiza en cajas de cartón reutilizables o paños de poliéster estériles con una unidad con su correspondiente rotulaje y prospecto. Se empaquetan en cajas de cartón conteniendo 25, 50 o 100 unidades. 3.4 INDICACIONES Brx3000® es un gel indicado para la remoción traumática de lesiones cariosas. 3.5 MECANISMO DE ACCIÓN Actúa exclusivamente sobre tejido dentario inorgánico, ya que éste no posee la antimicrobiana plasmática e anti-hipótesis, que impide la acción protolítica en tejidos sanos. Por esta razón se produce un ablandamiento del tejido no dañado lográndose eliminar las fibras del colágeno parcialmente degradadas, preservando el tejido sano por no estar desmineralizado en tener fibras de colágeno expuestas. 3.6 CONTRAINDICACIONES Píezas que presenten un traumatismo coronario de cualquier tipo. Fístulas. Hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes. 3.7 PRECAUCIONES No exponer al producto en forma directa solo conservar dentro de su empaque. No utilizar si el empaque está dañado o con el producto de seguridad violado. Por presentar en empaque multidosis, aplicar bien después de cada uso. No utilizar después de su fecha de vencimiento. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar exclusivamente por profesionales, asistentes y pacientes. 3.8 EFECTOS SECUNDARIOS Solo para ser manipulado por profesionales de salud. El empaque vacío no es reusable para ningún concepto. 3.9 POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS No existen efectos secundarios conocidos.

**4- CUIDADOS ESPECIALES** (información para el paciente) Se aconseja no comer ni beber durante 30 minutos después de terminado el tratamiento, no por el producto mismo, sino por el tiempo de acción del material de obturación. El tratamiento con Brx3000® reemplaza el uso de instrumental rotatorio (turbinas), por lo que el uso no requiere dolor ni anestésico y no necesitará el uso de anestésicos ni analgésicos. El tejido dañado se separa con técnica de remoción manual por lo que Brx3000® se presenta como una alternativa de mayor confort para el paciente de todas las edades.

**5- EMBALAJE** Brx3000® se empaqueta en jeringas y pampas multidosis. Cada ml de producto incluye 30 aplicaciones. Tratando un máximo de 15 áreas (dependiendo del tamaño clínico). Los jeringas o pampas se encuentran identificadas y rotuladas con los datos requeridos por ANMAT. Su empaque secundario se realiza en cajas de cartón con su prospecto o paño de poliéster con prospecto impreso en su dorso ambos conteniendo una unidad de producto. Estos empaques se empaquetan en cajas de cartón conteniendo 25, 50 o 100 unidades.

**6- TÉCNICA PARA EL PROFESIONAL**  
*Preparación previa:* de ser necesario ampliar la cavidad con instrumental de mano o rotatorio si se dispone, hasta lograr cavidad expuesta. Encharcar sin amplics, colocar directamente. Aislamiento relativo con rollos de algodón. Aplicar Brx3000® sobre la cavidad dejando actuar 2 minutos. Retirar el material con curvas sin filo, con movimientos pendulares y sin presión. Repetir la operación hasta la presencia de dentina sana. Corroborar la presencia de dentina sana con el explorador y detector de caries. En caso necesario realizar recubrimiento papilar y colocar inmediatamente material de obturación.



**INSTRUCCIONES DE USO** Preparación previa: de ser necesario ampliar la cavidad con instrumental de mano o rotatorio si se dispone, hasta lograr cavidad expuesta. Encharcar sin amplics, colocar directamente. Aislamiento relativo con rollos de algodón. Aplicar Brx3000® sobre la cavidad dejando actuar 2 minutos. Retirar el material con curvas sin filo, con movimientos pendulares y sin presión. Repetir la operación hasta la presencia de dentina sana. Corroborar la presencia de dentina sana con el explorador y detector de caries. En caso necesario realizar recubrimiento papilar y colocar inmediatamente material de obturación. Se aconseja no comer ni beber durante 30 minutos después de terminado el tratamiento, no por el producto mismo, sino por el tiempo de acción del material de obturación.

**ENGLISH**

**1- INSTRUCTIONS** Brx 3000® is a gel recommended for the atraumatic removal of decayed dentine in teeth and it must be used by professionals.

**2- COMPONENTS** Brx 3000® is a gel composed by Papain 3000 U/mg 10%. Papain is an endo protein similar to the human papain (found in the gastric juices) which has bactericidal, bacteriostatic and anti-inflammatory activities.

**3- INFORMATION FOR DENTISTS** 3.1 STERILIZATION- Product is not sterile. It does not need sterilization. 3.2 CHEMICAL COMPOSITION Every 100ml of the topical gel contains: Papain 3000 U/mg. 10g. Excipients (propylene glycol, citric acid, triethanolamine, sorbitol monophosphate, disodium phosphate, indigotine blue, distilled water, c.s.a 100ml). 3.3 CONTAINERS Brx 3000® comes in 0.5, 1, 0, 3, 0 or 5.0 ml multi-dose syringes or 2, 3, 4, 5 or 6 ml multi-dose bottles. Non-reusable. Their secondary packaging is made of cardboard boxes or polyethylene bags, each containing a unit with its corresponding packaging label. They are packed in cardboard boxes containing 25, 50 or 100 units in them. 3.4 INDICATIONS Brx 3000® is used for the atraumatic removal of caries lesions. 3.5 MECHANISM OF ACTION It acts exclusively over the damaged tissue, since it does not contain an antimicrobial or anti-hipothesis, which prevents the proteolytic action in healthy tissue. Therefore a softening of the damaged tissue is produced that lets the debitter of the damaged collagen fibres, preserving the healthy tissue as it is not demineralized or having no collagen fibres exposed. 3.6 CONTRAINDICATIONS Do not use in any teeth which have any kind of pain, fistula or hyper-sensitivity to any of the components. 3.7 PRECAUTIONS Do not expose the product to direct sunlight or keep in its container. Do not use if the container is damaged or the safety seal is broken. As it is a multi-dose container, it is safe prior after each use. Do not use after the expiration date. Keep out of children's reach. Use blue-edged needles. Handle, assistants and patients should read user's instructions. 3.8 WARNING This product can be handled only by dentists. The empty container is non-reusable. 3. POSSIBLE SIDE EFFECTS There are not side effects known.

**4- SPECIAL CARES** (Information for the patient) It is advisable not to eat or drink for 30 minutes after treatment. This is recommended because of the sealant material not the product itself. Treatment with Brx3000® substitutes the use of rotary tools (turbinas), therefore the patient will not feel pain or distress and they will not need anesthesia or painkillers either. The damaged tissue is removed manually by Brx3000®, so as a alternative which offers greater comfort for patients of all ages.

**5- PACKAGING / CONTAINERS** Brx 3000® is packed in multi dose syringes or bottles. Each ml, can be applied 30 times, treating 15 cases depending on the size of the cavity. The syringes or bottles are identified and labelled with all the information required by ANMAT. This secondary packaging is in a sealed cardboard boxes or polyethylene paper pouches with their label printed on either which contain a unit. Then they are packed in cardboard boxes containing 25, 50 or 100 units.

**6- TECHNIQUE FOR THE DENTISTS**  
*Preparation:* if necessary, widen the cavity with manual tools or - if available - rotary ones until getting an adequate cavity. Apply directly in adequate lesions. Isolate with cotton rolls. Apply Brx3000® over the cavity and wait for 2 minutes. Remove with a blunt-edged spoon remove with pendulum movements, without pressure. Repeat the procedure until.



**HOW TO USE PREVIOUSLY** If necessary, widen the cavity with manual tools or - if available - rotary ones until getting an adequate cavity. Apply directly in adequate lesions. Isolate with cotton rolls. Apply Brx3000® over the cavity and wait for 2 minutes. Remove with a blunt-edged spoon remove with pendulum movements, without pressure. Repeat the procedure until the cavity is free of decayed dentine. 4- necessarily, perform pulp capping, apply a sealant material immediately. Use the written instructions and do not recommend to the patient or to the treatment with Brx3000.

**PORTUGUES**

**1- INSTRUÇÕES DE USO** Brx3000® é um gel recomendado para a remoção de lesões cariosas atraumática e deve ser usado por um dentista profissional.


**2- COMPONENTES** Brx3000® é um gel composto por papaína 3000 U/mg 10%. A papaína é uma endoproteína semelhante à pepsina humana (presente nos sucos gástricos) que tem atividade bactericida, bacteriostática e anti-inflamatória.

**3- INFORMAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE** 3.1 ESTERILIZAÇÃO- Produto não estéril. Não há necessidade de ser esterilizado. 3.2 COMPOSIÇÃO QUÍMICA Cada 100 ml de gel típico contém: Papaina 3000 U/mg. 10 g de excipientes (Propileno glicol, Pectina líquida, Trietanolamina, Monofosfato de sorbitol, Fosfato Dissódico, Fosfato Monopotásico, Azul de Indigotina, Água Destilada c.s.a 100 ml). 3.3 APRESENTAÇÃO DO Brx3000®- Seringas de 0,5, 1, 0, 3, 0 ou 5,0 ml em botellas de 2, 3, 4, 5 ou 6 ml multidosis. Dosis não multi-dosis. Seu embaulagem secundária é feita em caixas de papelão reutilizáveis ou embalagens do polipropileno, contendo uma unidade do produto com rótulo e folha impressa. Sua embalagem secundária é feita em caixas de papelão contendo 25, 50 ou 100 unidades. 3.4 INDICAÇÕES Brx3000® é usado para a remoção atraumática de lesões cariosas. 3.5 MECANISMO DE ACCÃO Actua exclusivamente no tecido dentário inorgânico, já que este não possui a antimicrobiana plasmática e anti-hipótese, que impede a ação protolítica em tecidos sanos. Por esta razão se produz um ablandamiento del tejido no dañado lográndose eliminar las fibras del colágeno parcialmente degradadas, preservando el tejido sano por no estar desmineralizado en tener fibras de colágeno expuestas. 3.6 CONTRAINDICAÇÕES Peças que apresentem um traumatismo coronário de qualquer tipo. Fístulas. Hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos seus componentes. 3.7 PRECAUCIONES Não exponha o produto em forma direta e luz solar. Mantenha-o em sua embalagem. Não use o produto caso a embalagem esteja danificada ou o selo de segurança violado. Por se encontrar em recipiente multidosis, faça bom uso após cada uso. Não use após a data de validade. Mantenha fora do alcance de crianças. Use curtelas sem cortantes de dentina. Recomendase aos profissionais, auxiliares e pacientes usar proteção para os olhos. 3.8 AVERTISSEMENTO - Uso exclusivo para profissionais de saúde. A embalagem vazia não é reutilizável em hipótese alguma. 3.9 EFEITOS SECUNDARIOS POSSÍVEIS- Não existem efeitos secundários conhecidos.


**4- CUIDADOS ESPECIAIS** (informações para o paciente) é aconselhável não comer e nem beber durante 30 minutos após o término do tratamento. Isto não é devido ao produto, mas pelo tempo de ação do material restaurador. O tratamento com Brx3000® substitui o uso de instrumentos rotatórios (trocãs), de modo que não sentirá dor ou anestésico, e não será necessário o uso de anestésicos ou analgésicos. O tecido danificado é removido com técnica de remoção manual. O Brx3000® se apresenta como uma alternativa de maior conforto para o paciente de todas as idades.

**5- EMBALAGEM** - O Brx3000® é embalado em seringas ou bampas multidosis. Cada ml do produto rende cerca de 30 aplicações, tratando entre 15 e 15 casos, dependendo do tamanho da cavidade. Seringas ou bampas são identificadas e rotuladas com os dados exigidos pela ANMAT. Seu embaulagem secundária é feita em caixas de papelão reutilizáveis ou embalagens de polipropileno com rótulo e folha impressa, ambas contendo uma unidade de produto. Estes recipientes são embalados em caixas de papelão contendo 25, 50 ou 100 unidades.

**6- TÉCNICA PARA O PROFISSIONAL**  
*Preparação Previa:* Em caso de ser necessário, ampliar a cavidade com instrumento de mão ou rotatório se estiver disponível. Aí aplicar o Brx3000® sobre a cavidade deixando atuar por 2 minutos. Retirar o material com curvas sem fio, com movimentos pendulares e sem pressão. Repetir a operação até a presença de dentina saudável. Corroborar a presença de dentina saudável com o explorador e detector de cárie. Em caso necessário, realizar revestimento papilar e colocar imediatamente o material restaurador.



**INSTRUÇÕES DE USO** Em caso de ser necessário, ampliar a cavidade com instrumento de mão ou rotatório se estiver disponível. Aí aplicar o Brx3000® sobre a cavidade deixando atuar por 2 minutos. Retirar o material com curvas sem fio, com movimentos pendulares e sem pressão. Repetir a operação até a presença de dentina saudável. Corroborar a presença de dentina saudável com o explorador e detector de cárie. Em caso necessário, realizar revestimento papilar e colocar imediatamente o material restaurador.



**Fabricado por: BRX S.R.L.**  
Brix S.R.L. - Parque Industrial Generala, 2138 Generala - Provincia de Santa Fe - Argentina  
Teléfono: 54 341 4942679/4943037 - info@brx-lab.com - www.brix-lab.com  
C/11000 - Parí - Misiones - Argentina - Autorizada por la ANMAT P#B 217-1

**1- ISTRUZIONI** Brx3000® è un gel consigliato per la rimozione atraumatica della carie e deve essere utilizzato da professionisti.

**2- COMPONENTI** Brx3000® è un gel composto da papaína 3000 U/mg 10%. La papaína è una endoproteina simile alla pepsina umana (presente nei succhi gastrici) con proprietà battericida, batteriostatica e anti-infiammatoria.

**3- INFORMAZIONI PER ODONTOLGICI** 3.1 STERILIZZAZIONE- Prodotto non sterile. Non necessita sterilizzazione. 3.2 COMPOSIZIONE CHIMICA Ogni 100 ml contiene: Papaína 3000 U/mg. 10g. Eccipienti (glicole di propilene, pectina di agrumi, trietanolamina, sorbitolo monofosfato, fosfato disodico, fosfato monopotásico, fosfato di sodio, acqua distillata c.s.a 100ml). 3.3 CONFEZIONAMENTO Brx 3000® è disponibile in fiale multi-dose da 0,5, 1, 0, 3, 0 o 5,0 ml. 3.4 INDICAZIONI Brx3000® è usato per la rimozione atraumatica dei lesioni cariose. 3.5 MECCANISMO D'AZIONE Funziona esclusivamente sul tessuto dentario inorganico, in quanto non contiene anti-protesi o anti-antipatia, che impedisce un'azione protolitica nei tessuti sani. Pertanto, si produce un ammorbidimento del tessuto danneggiato, consentendo il tessuto sano in quanto non demineralizzato. 3.6 CONTROINDICAZIONI Non utilizzare sui denti con dolore, fistole oipersensibilità a qualsiasi componente. 3.7 PRECAUZIONI Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole e conservarlo nel contenitore. Non utilizzare se il contenitore è danneggiato o la quantità di sicurezza è nulla. Poiché è un contenitore multidose, chiudere correttamente dopo ogni utilizzo. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare sempre con punte sterili. Dentisti, assistenti e pazienti devono indossare protezione per gli occhi. 3.8 AVVERTENZE Questo prodotto può essere utilizzato solo da dentisti. Il contenitore vuoto non è riutilizzabile. 3.9 EFFETTI POSSIBILI COLLATERALI Non sono noti effetti collaterali.

**4- ATTENZIONI PARTICOLARI** (Informazioni per il paziente) È consigliabile non mangiare o bere per 30 minuti dopo il trattamento. Ciò è raccomandato per via del materiale da ricostituzione, non del prodotto stesso. Il trattamento con Brx3000® sostituisce l'uso di attrezzi rotativi (turbinas), quindi il paziente non si sentirà dolore e non avrà bisogno di un'anestesia né di antidolorifici. Il tessuto danneggiato viene rimosso manualmente e questo fa sì che Brx3000® sia un'alternativa più confortevole di tutte le altre.

**5- IMBALLAGGIO / CONTENITORI** Brx3000® è imballato in fiale o in bottiglie multi-dose. Ogni ml può essere applicato 30 volte, trattando 15 casi a seconda della dimensione della cavità. Le fiale e le bottiglie sono identificate e etichettate con tutte le informazioni richieste da ANMAT.

**6- TECNICA PER I DENTISTI**  
*Preparazione Previa:* Se necessario, allargare la cavità con utensili manuali o, se disponibili, rotativi fino a ottenere una cavità espuesta. Applicare il prodotto direttamente in caso di lesioni estese. Isolare il dente con rotoli di cotone. Applicare Brx3000® sulla cavità e attendere 2 minuti. Rimuovere con un cucchiaio avvolto con movimenti (curva senza, senza pressione. Ripetere la procedura se necessario.



**DEUTSCH**


**1- HAUPTBESTANDTEILE** Brx 3000® Gel besteht aus Papain 3000 U/mg 10%. Papain ist ein Endo-Protein, ähnlich dem menschlichen Papain (enthaltet im Magensaft) und hat bakterizide, bakteriozide und entzündungshemmende Eigenschaften.

**3- INFORMATIONEN FÜR ODONTOLOGEN** 3.1 STERILISATION Nicht steriles Produkt. Es benötigt keine Sterilisation. 3.2 CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG 100ml Gel enthält: Papain 3000 U/mg. 10g Hilfsstoffe (Propylenglykol, Citronensäure, Triethanolamin, Sorbitolmonophosphat, Dinatriumphosphat, Monokaliumphosphat, Toluolblau destilliertes Wasser, c.s.p 100ml). 3.3 BEHALTER Brx 3000® wird abgefüllt in 0,5, 1, 3 und 5ml Multi-Dosis-Spritzen oder 2, 3, 4, 5 und 6ml Multi-Dosis-Flaschen. Es handelt sich um Einweg-Verpackungen. Die Sekundärverpackung besteht aus verschickten Papkartons oder Polyethylen-Taschen-Beutel, welche die Einheiten mit der entsprechenden Kennzeichnung und Informationsbrochure enthalten. Anschließend werden sie in Papkartons mit 25, 50 oder 100 Einheiten verpackt. 3.4 HINWEISE Brx 3000® wird bei atraumatischer Entfernung von Kariesläsionen verwendet. 3.5 MECHANISMUS Es wirkt ausschließlich auf den organischen Gewebe, da es kein antimikrobielles, Antihypothese- oder Antihypothese-Wirkung hat, die gesunde Gewebe verhindern würde. Daher wird eine Aufweichung des geschädigten Gewebes erreicht, welches zur Wasserabsorption der geschädigten Kollagenfasern führt, das gesunde Gewebe jedoch bewahrt. Es wird erreicht, dass ein Kollagenfasern-Netzwerk vorliegt. 3.6 KONTRAINDIKATIONEN Es dürfen Zahnschmerzen, Feste oder Hypersensibilität gegenüber der angestrichenen Inhaltsstoffe anzuwenden. 3.7 SICHERHEITSAUSSAGEN Das Produkt darf keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden. Es sollte in seiner Verpackung aufbewahrt werden. Es darf nicht weiterverarbeitet werden, wenn der Behälter oder das Sicherheitsiegel beschädigt sind. Da es sich um einen Multi-Dosisbehälter handelt, sollte dieser nach jedem Gebrauch wieder gut verschlossen werden. Es darf nicht nach dem Ablaufdatum verwendet werden. Bewahren Sie das Produkt immer in der Original-Verpackung mit Kindern ab. Verwenden Sie eine saubere Schneide. Zahnärzte, Assistenten und Patienten sollten während der Verwendung Augenschutz tragen. 3.8 WARNUNG Dieses Produkt darf nur von Zahnärzten verwendet werden. Leere Behälter sind nicht wiederverwendbar. 3.9 MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

**4- BESONDERE SORGFALT** (Wichtige Informationen für Patienten) Es ist besonders empfohlen, für mindestens 30 Minuten nach der Behandlung weder zu essen noch zu trinken. Dies ist aufgrund des Versiegelungsmaterials anzugeben. Behandlung mit Brx 3000® ersetzt die Verwendung von Rotationswerkzeugen (Turbinen), der Patient spürt daher weder Schmerz noch er gestresst. Auf die Verwendung von Mund- und Nasenklammer kann verzichtet werden. Das geschädigte Gewebe wird manuell entfernt, daher ist Brx 3000® eine Alternative, die hohen Komfort für Patienten und Patienten immer bietet.

**5- VERPACKUNG/BEHÄLTNER** Brx 3000® ist in Multi-Dosis-Spritzen oder -behältern verpackt. Jedes ml kann 30-Mal angewendet werden, behandelnd bis zu 15 Fälle abhängig von der Größe des Hohlraums. Die Spritzen und Behälter sind mit allen nötigen Informationen von ANMAT gekennzeichnet. Die Sekundärverpackung besteht aus verschickten Papkartons oder Polyethylen-Taschen-Beutel mit dem Informationsblatt enthalten. Anschließend werden diese in einen Papkarton in 25, 50 oder 100 Einheiten verpackt.

**6- TECHNIK FÜR ZAHNÄRZTE**  
*Vorbereitung:* Wenn nötig, das Loch mit manuellen Werkzeug, oder, wenn vorhanden, mit Rotationswerkzeug, erweitern, bis ein Hohlraum entsteht. Direkt bei großflächigen Läsionen anzuwenden. Isolieren Sie mit Wattebäuschchen. Tragen Sie Brx 3000® in den Hohlraum auf und warten Sie 2 Minuten. Entfernen Sie es mit einem stumpfen Löffel mit Pendelbewegungen, ohne Druck. Wiederholen Sie die Prozedur.



**FOLGERUNGSANLEITUNG** Wenn nötig, mit manuellen Werkzeug, oder, wenn vorhanden, mit Rotationswerkzeug, erweitern, bis ein Hohlraum entsteht. Direkt bei großflächigen Läsionen anzuwenden. Isolieren Sie mit Wattebäuschchen. Tragen Sie Brx 3000® in den Hohlraum auf und warten Sie 2 Minuten. Entfernen Sie es mit einem stumpfen Löffel mit Pendelbewegungen, ohne Druck anzuwenden. Wiederholen Sie die Prozedur. Die Verwendung von Zahnschienen und Mundklammer sollte während der Verwendung Augenschutz tragen. 3.8 WARNUNG Dieses Produkt darf nur von Zahnärzten verwendet werden. Leere Behälter sind nicht wiederverwendbar. 3.9 MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.



**FRANÇAIS**

**1- INSTRUCCIONES** Brx3000® es un gel recomendado para la remoción atraumática de lesiones cariosas y debe ser utilizado por un dentista profesional.


**2- COMPONENTES** Brx3000® es un gel compuesto por papaína 3000 U/mg 10%. La papaína es una endoproteína semejante a la pepsina humana (presente en los sucos gástricos) que tiene actividad bactericida, bacteriostática y anti-inflamatoria.

**3- INFORMACIÓN PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD** 3.1 ESTERILIZACIÓN- Producto no estéril. No necesita ser esterilizado. 3.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA Cada 100 ml de gel típico contiene: Papaina 3000 U/mg. 10 g de excipientes (Propileno glicol, Pectina líquida, Trietanolamina, Monofosfato de sorbitol, Fosfato Disódico, Fosfato Monopotásico, Azul de Indigotina, Agua Destilada c.s.a 100 ml). 3.3 PRESENTACIÓN DE Brx3000®- Seringas de 0,5, 1, 0, 3, 0 o 5,0 ml en botellas de 2, 3, 4, 5 o 6 ml multidosis. Dosis no multi-dosis. Su embaulagem secundária é feita em caixas de papelão reutilizáveis ou embalagens do polipropileno, contendo uma unidade do produto com rótulo e folha impressa. Sua embalagem secundária é feita em caixas de papelão contendo 25, 50 ou 100 unidades. 3.4 INDICAÇÕES Brx3000® é usado para a remoção atraumática de lesões cariosas. 3.5 MECANISMO DE ACCÃO Actua exclusivamente no tecido dentário inorgânico, já que este não possui a antimicrobiana plasmática e anti-hipótese, que impede a ação protolítica em tecidos sanos. Por esta razão se produz um ablandamiento del tejido no dañado lográndose eliminar las fibras del colágeno parcialmente degradadas, preservando el tejido sano por no estar desmineralizado en tener fibras de colágeno expuestas. 3.6 CONTRAINDICACIONES Peças que apresentem um traumatismo coronário de qualquer tipo. Fístulas. Hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos seus componentes. 3.7 PRECAUCIONES Não exponha o produto em forma direta e luz solar. Mantenha-o em sua embalagem. Não use o produto caso a embalagem esteja danificada ou o selo de segurança violado. Por se encontrar em recipiente multidosis, faça bom uso após cada uso. Não use após a data de validade. Mantenha fora do alcance de crianças. Use curtelas sem cortantes de dentina. Recomendase aos profissionais, auxiliares e pacientes usar proteção para os olhos. 3.8 AVERTISSEMENTO - Uso exclusivo para profissionais de saúde. A embalagem vazia não é reutilizável em hipótese alguma. 3.9 EFEITOS SECUNDARIOS POSSÍVEIS- Não existem efeitos secundários conhecidos.

**4- CUIDADOS ESPECIAIS** (informações para o paciente) é aconselhável não comer e nem beber durante 30 minutos após o término do tratamento. Isto não é devido ao produto, mas pelo tempo de ação do material restaurador. O tratamento com Brx3000® substitui o uso de instrumentos rotatórios (trocãs), de modo que não sentirá dor ou anestésico, e não será necessário o uso de anestésicos ou analgésicos. O tecido danificado é removido com técnica de remoção manual. O Brx3000® se apresenta como uma alternativa de maior conforto para o paciente de todas as idades.

**5- EMBALAGEM** - O Brx3000® é embalado em seringas ou bampas multidosis. Cada ml do produto rende cerca de 30 aplicações, tratando entre 15 e 15 casos, dependendo do tamanho da cavidade. Seringas ou bampas são identificadas e rotuladas com os dados exigidos pela ANMAT. Seu embaulagem secundária é feita em caixas de papelão reutilizáveis ou embalagens de polipropileno com rótulo e folha impressa, ambas contendo uma unidade de produto. Estes recipientes são embalados em caixas de papelão contendo 25, 50 ou 100 unidades.

**6- TÉCNICA PARA OS PROFISSIONAIS**  
*Preparação Previa:* Em caso de ser necessário, ampliar a cavidade com instrumento de mão ou rotatório se estiver disponível. Aí aplicar o Brx3000® sobre a cavidade deixando atuar por 2 minutos. Retirar o material com curvas sem fio, com movimentos pendulares e sem pressão. Repetir a operação até a presença de dentina saudável. Corroborar a presença de dentina saudável com o explorador e detector de cárie. Em caso necessário, realizar revestimento papilar e colocar imediatamente o material restaurador.



**INSTRUÇÕES DE USO** Em caso de ser necessário, ampliar a cavidade com instrumento de mão ou rotatório se estiver disponível. Aí aplicar o Brx3000® sobre a cavidade deixando atuar por 2 minutos. Retirar o material com curvas sem fio, com movimentos pendulares e sem pressão. Repetir a operação até a presença de dentina saudável. Corroborar a presença de dentina saudável com o explorador e detector de cárie. Em caso necessário, realizar revestimento papilar e colocar imediatamente o material restaurador.



**UTILISATION** Il est conseillé d'élargir la cavité avec des outils manuels ou, si possible des outils rotatifs, jusqu'à la cavité. Appliquer le produit directement sur les lésions étendues. Isoler avec des rouleaux de coton. Appliquer Brx 3000® sur la cavité et attendre deux minutes. Retirer à l'aide d'une spatule sans pression et avec des mouvements pendulaires.

**Fabricado por: BRX S.R.L.**  
Brix S.R.L. - Parque Industrial Generala, 2138 Generala - Provincia de Santa Fe - Argentina  
Teléfono: 54 341 4942679/4943037 - info@brx-lab.com - www.brix-lab.com  
C/11000 - Parí - Misiones - Argentina - Autorizada por la ANMAT P#B 217-1